


Anticuerpo Monoclonal Fitc De Conejo Anti-Cd44 Humano Para Fc - P16070

Número de artículo: CM0008861



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con FITC dirigido a la proteína CD44 humana para citometría de flujo. Validado para muestras humanas. Ideal para el estudio de adhesión celular, migración y atraque inmune. SWISS: P16070.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb FITC de conejo anti-CD44 humano
Observaciones/Alias	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; antígeno CD44
Especie	Humano
GeneID (humano)	960
GeneID	960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-178 de la CD44 humana (NP_000601.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo