


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd99 Humano Conjugado Con Fitc Para Cf - P14209

Número de artículo: CM0007864



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con FITC contra CD99 humano (MIC2) para citometría de flujo. Se dirige al antígeno CD99 de 19 kDa, implicado en la adhesión de los linfocitos T, la extravasación leucocitaria y la formación de rosetas. Presenta reactividad cruzada con CD99 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD99 humano conjugado con FITC
Observaciones/alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Especie	Humana
GeneID	4267
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 24-123 de CD99 humano (NP_002405.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P14209
Peso molecular	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo