

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tcr Γ/Δ Humano Conjugado Con Fitc - Tcr Γ/Δ

Número de artículo: CM0009757

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con FITC dirigido contra el TCR γ/δ humano para citometría de flujo. Específico para las cadenas gamma/delta del receptor de células T, ideal para la inmunofenotipificación y la investigación de subpoblaciones de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TCR γ/δ humano conjugado con FITC
Observaciones/alias	TCRD; TRD@; TCRDV1; TCRG; TRG@
Especie	Humano
ID génico (humano)	6964/6965
ID génico	6964/6965
Inmunógeno	Proteína recombinante del TCR γ/δ humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
Envío	Bolsa de hielo