

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 Humano/Mono Conjugado Con Fitc - Cd19

Número de artículo: CM0008921

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con FITC dirigido al CD19 humano y de mono cinomolgo, validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado de células B en aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD19 Humano/Mono conjugado con FITC
Observaciones/Alias	CD19
Especie	Mono
ID de Gen (Humano)	930
ID de Gen	102145514
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo