

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/De Mono Conjugado Con Fitc Para Fc - P08575

Número de artículo: CM0011945



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con FITC contra CD45 humano y de macaco cangrejero (antígeno leucocitario común). Validado para citometría de flujo, permite la identificación y el análisis precisos de las células inmunitarias, apoyando la investigación sobre la activación y señalización de las células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD45 humano/de mono conjugado con FITC
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 de CD45 humano (P08575)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P08575
Peso de la proteína	131 kDa/136 kDa/141 kDa/143 kDa/147 kDa
Envío	Bolsa de hielo