


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd8A Conjugado Con Fitc Para Fc - P01732

Número de artículo: CM0004144



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con FITC específico para CD8a humano y de cynomolgus. Diseñado para la detección por citometría de flujo de células T CD8+, ayudando en la investigación de la respuesta inmune y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FITC Conejo anti-Humano/Mono CD8a mAb
Observaciones/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo