

Anticuerpo Monoclonal Fitc Conejo Anti-Ratón Cd32 Para Citometría De Flujo - P08101

Número de artículo: CM0007969

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con FITC dirigido a CD32 de ratón (receptor IIB de Fc gamma) para citometría de flujo. Reconocer el dominio extracelular, adecuado para detectar CD32 en células hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb FITC conejo anti-CD32 de ratón
Observaciones/Alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Especie	Ratón
GenelD (humano)	2213
GenelD	14130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-207 de CD32 de ratón (NP_034317.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P08101
Peso de la proteína	31kDa/33kDa/36kDa
Envío	Bolsa de hielo