


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd45 Conjugado Con Fitc Para Fc - P04157

Número de artículo: CM0011923



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con FITC contra CD45 de rata (L-CA, T200), validado para citometría de flujo. Detecta el antígeno común de leucocitos, una fosfatasa de tirosina proteica tipo receptor esencial para la activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Ratón CD45 conjugado con FITC
Observaciones/Alias	Lca; RT7; CD45; L-CA; T200
Especie	Rata
GeneID (Humano)	5788
GeneID	24699
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-546 de CD45 de rata (NP_612516.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P04157
Peso Proteico	143 kDa
Envío	Bolsa de hielo