

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fitc/5-Fam/6-Fam

Número de artículo: CM0002056

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra FITC, 5-FAM y 6-FAM. Validado para WB y ELISA con reactividad independiente de la especie. Ideal para detectar moléculas marcadas con FITC en diversos ensayos de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo FITC/5-FAM/6-FAM
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido sintético, FITC
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo