

Fkbp1B Rabbit Pab - P68106

Número de artículo: CM0029527



Introducción

El FKBP1B Rabbit pAb detecta la peptidil-prolil cis-trans isomerasa FKBP1B (FKBP de 12,6 kDa) para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de inmunosupresión y plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FKBP1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPIase; FKBP12.6; FKBP1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2281
GeneID	2281
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 del FKBP1B humano (NP_473374.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68106
Peso proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo