

Anticuerpo Policlonal De Conejo Flii Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13045

Número de artículo: CM0013897

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FLII humano (homólogo de flightless-1). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios sobre dinámica del citoesqueleto, adhesión celular y transcripción. ~145 kDa, SWISS: Q13045.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	FLII pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	FLI; FLIL; Fli1; FLII
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2314
ID de Gen	2314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-660 del FLII humano (NP_002009.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13045
Peso Proteico	145kDa
Envío	Bolsa de hielo