

Anticuerpo Para Citometría De Flujo: Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Nhp Igd Pe - Mab Conejo Anti-Nhp Igd Pe

Número de artículo: CM0005839

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a la cadena pesada de inmunoglobulina delta de mono cynomolgus. Validado para citometría de flujo, reacciona cruzadamente con macaco rhesus. Ideal para la detección de IgD de NHP en investigación de inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-NHP IgD PE
Especie	Mono cynomolgus
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (FC)
Reactividad Cruzada	Cynomolgus, Rhesus
Envío	Bolsa de hielo