

Isotiocianato De Fluoresceína/Fitc Pab De Conejo - Anti-Fitc

Número de artículo: CM0021199



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FITC para aplicaciones de WB y ELISA. Su reactividad cruzada independiente de la especie lo hace ideal para la detección universal de moléculas marcadas con FITC en el desarrollo de ensayos IVD y en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Isotiocianato de Fluoresceína/FITC pAb de Conejo
Inmunógeno	FITC
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo