

Pab De Conejo Para Fmn1 Para Wb, Elisa - Q68Da7

Número de artículo: CM0017436

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FMN1 humana (Formina-1) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudiar la formación de uniones adherentes y la polimerización de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para FMN1
Observaciones/Alias	LD; FMN; FMN1
Especie	Humana
ID génico (Humano)	342184
ID génico	342184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-495 de la FMN1 humana (NP_001096654.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q68DA7
Peso de la proteína	158kDa
Envío	Bolsa de hielo