

Fndc5 Pab De Conejo - Q8Nau1

Número de artículo: CM0023016



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la FNDC5 humana (irisina). Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humanos, ratones y ratas. Apoya la investigación en metabolismo del ejercicio y pardeamiento del tejido adiposo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FNDC5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	FRCP2; irisina; FNDC5
Especie	Humano
GeneID	252995
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-150 de la FNDC5 humana (NP_715637.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NAU1
Peso molecular de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo