


Proteína De Unión Al Folato (Fbp) / Folr1 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, Elisa - P15328

Número de artículo: CM0002249



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Proteína de unión al folato humana / FOLR1, validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del receptor de folato y estudios de cáncer epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Proteína de unión al folato(FBP) / FOLR1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Proteína de unión al folato(FBP) / FOLR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2348
GeneID	2348
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Proteína de unión al folato humana(FBP) / FOLR1 (NP_000793.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15328
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo