


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Formil-Histona H2B-K120 (P62807/Q16778) Para Wb, Ihc-P, Elisa

Número de artículo: CM0000092



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para formil-histona H2B-K120 para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce H2B humana, de ratón y de rata con una amplia reactividad cruzada prevista. Ideal para el estudio de modificaciones de histonas y regulación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Formil-Histona H2B-K120
Observaciones/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formil-Histona H2B-K120
Especie	Humana
GeneID (Humano)	8349
GeneID	3017/8349
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de la Histona H2B humana (formil K120)
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Previsto)
SWISS	P62807/Q16778
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo