

Foxg1 Conejo Pab - P55316

Número de artículo: CM0024365



Introducción

FOXG1 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para Western blot y ELISA, que detecta FOXG1 en humanos, ratones y ratas. Esencial para la investigación sobre el desarrollo cerebral y la represión transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOXG1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BF1; BF2; QIN; FKH2; HBF2; HFK1; HFK2; HFK3; KHL2; FHKL3; FKHL1; FKHL2; FKHL3; FKHL4; HBF-1; HBF-2; HBF-3; FOXG1A; FOXG1B; FOXG1C; HBF-G2; FOXG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2290
GeneID	2290
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-489 de FOXG1 humano (NP_005240.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55316
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo