

Foxl2 Pab De Conejo Para Wb, If-P, Elisa - P58012

Número de artículo: CM0020758



Introducción

Explore el policlonal anti-FOXL2 de conejo (pAb) validado para Western Blotting (WB), Inmunofluorescencia (IF-P) y ELISA. Reacciona con FOXL2 de humano, ratón y rata, un factor de transcripción nuclear esencial para el desarrollo ovárico y represor de la determinación testicular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXL2 pAb de conejo
Notas / Alias	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	668
GeneID	668
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 300-376 del FOXL2 humano (NP_075555.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P58012
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo