

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Foxo4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P98177

Número de artículo: CM0024954



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FOXO4 validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada contra humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización por insulina, la regulación del ciclo celular y la dinámica de factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXO4 Rabbit pAb
Notas/Alias	AFX; AFX1; MLLT7; FOXO4
Especie	Humano
GeneID (humano)	4303
GeneID	4303
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98177
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo