

Anticuerpo Policlonal De Conejo Foxp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H334

Número de artículo: CM0017886



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo FOXP1 adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta FOXP1 endógeno en humano, ratón y rata. Utilizado en regulación de la transcripción, inmunología e investigación de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOXP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27086
GeneID	27086
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-677 del FOXP1 humano (NP_116071.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H334
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo