

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Foxp3 Para Ihc-P Y Elisa - Q9Bzs1

Número de artículo: CM0005000



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo FOXP3 está validado para IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la función de las células T reguladoras y la homeostasis inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo FOXP3
Observaciones/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50943
GeneID	50943
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FOXP3 humano (NP_054728.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo