

Foxp3 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q9Bzs1

Número de artículo: CM0028946



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FOXP3 humano para WB y ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante que dirige los aminoácidos 206-300. Ideal para investigación de Treg y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOXP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Especie	Humano
GeneID	50943
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-300 del FOXP3 humano (NP_054728.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo