

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fshb Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01225

Número de artículo: CM0010310



Introducción

Valide el anticuerpo monoclonal de conejo FSHB para IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con FSHB humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación biológica reproductiva sobre el desarrollo folicular y la espermatogénesis, dirigido a la subunidad beta de la hormona foliculoestimulante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo FSHB
Observaciones/Alias	HH24
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2488
GeneID	2488
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-116 de la FSH alfa/beta humana (NP_000726.1/NP_000501.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01225
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo