

Fsp1/S100A4 Anticuerpo Pab De Conejo - P26447

Número de artículo: CM0019867



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo FSP1/S100A4 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta S100A4 humano y de ratón, una proteína de unión al calcio implicada en la motilidad celular, apoptosis y la investigación de metástasis cancerosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FSP1/S100A4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6275
ID de gen	6275
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-101 de FSP1/S100A4 humano (NP_002952.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P26447
Peso proteico	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo