

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ftcd Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O95954

Número de artículo: CM0007577

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FTCD humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata; para estudiar el metabolismo del folato y la organización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo FTCD
Observaciones/Alias	LCHC1; FTCD
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10841
GenelD	10841
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-541 de FTCD humano (NP_006648.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95954
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo