


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ftmt (Ferritina Mitochondrial) Para Wb, Elisa - Q8N4E7

Número de artículo: CM0016791



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la ferritina mitocondrial humana (FTMT). Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón. Esencial para estudios del metabolismo del hierro, la función mitocondrial y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FTMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTF; FTMT
Especie	Humano
ID de Gen	94033
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 183-242 de la FTMT humana (NP_803431.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8N4E7
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo