

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fuca2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bty2

Número de artículo: CM0017024

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la alfa-L-fucosidasa plasmática humana (FUCA2), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de glicoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo FUCA2
Observaciones/Alias	dJ20N2.5; FUCA2
Especie	Humano
GeneID	2519
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 118-467 de la FUCA2 humana (NP_114409.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BTY2
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo