

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Fuk Para Wb Y Elisa - Q8NOW3

Número de artículo: CM0024549

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la L-fucocinasa humana (FUK), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Es útil para investigaciones sobre la vía de recuperación de la fucosa y estudios de trastornos de glicosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra FUK
Observaciones/Alias	FUK; CDGF2; 1110046B12Rik
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	197258
ID del gen	197258
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 795-1084 de la FUK humana (NP_659496.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NOW3
Peso molecular de la proteína	118 kDa
Envío	Bolsa de hielo