

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Fut3 (Fuct-III) Para Wb Y Elisa - P21217

Número de artículo: CM0016619

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FUT3 humano (fucosiltransferasa 3), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para la investigación de los antígenos del grupo sanguíneo Lewis y el estudio de las glicosiltransferasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FUT3 pAb de conejo
Observaciones/alias	LE; Les; FT3B; CD174; FucT-III; FUT3
Especie	Humano
GeneID (humano)	2525
GeneID	2525
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FUT3 humano (NP_000140.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	P21217
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo