


## Fxr1 Conejo Pab - P51114

Número de artículo: CM0019683



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FXR1 humano (P51114), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la regulación de la traducción de ARNm, la neurogénesis y el desarrollo muscular. Peso molecular predicho: 70 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | FXR1 Conejo pAb                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 8087                                                                                                                                  |
| GeneID              | 8087                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-539 de FXR1 humano (NP_001013456.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | P51114                                                                                                                                |
| Peso de la Proteína | 70kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |