

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fyn Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P06241

Número de artículo: CM0021486



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fyn humano (P06241), probado en WB, IHC, IF/ICC y ELISA. Reconoce Fyn humano, de ratón y de rata. Fyn es una tirosina cinasa no receptora de la familia Src, implicada en la señalización celular, la respuesta inmunitaria y la función neuronal. Ideal para investigaciones en oncología e inmunología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-Fyn                                                                                              |
| Observaciones/alias | SLK; SYN; p59-FYN; Fyn                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 2534                                                                                                                |
| GeneID              | 2534                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de Fyn humano (NP_002028.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                 |
| SWISS               | P06241                                                                                                              |
| Peso proteico       | 61 kDa                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                      |