


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Gaa Para Wb, Elisa - P10253

Número de artículo: CM0002218



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GAA validado para WB y ELISA. Dirigido contra la alfa-glucosidasa lisosomal humana (P10253), esencial para la degradación del glucógeno. Ideal para investigación de la enfermedad de Pompe.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GAA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LYAG; GAA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2548
GeneID	2548
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de GAA humano (P10253).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10253
Peso de la proteína	105kDa
Envío	Bolsa de hielo