

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Gaba Transaminasa (Abat) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P80404

Número de artículo: CM0004630

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la GABA transaminasa (ABAT) humana, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 1-100). Ideal para la investigación de la degradación de neurotransmisores y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra GABA transaminasa (ABAT)
Observaciones/Alias	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminasa (ABAT)
Especie	Humano
GeneID (humano)	18
GeneID	18
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P80404
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo