


Gabbr1 Pab De Conejo - Q9Ubs5

Número de artículo: CM0016158



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad 1 del receptor humano de ácido gamma-aminobutírico tipo B (GABBR1) para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de neurociencia sobre la transmisión sináptica inhibitoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GABBR1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GB1; GPRC3A; GABABR1; GABBR1-3; GABBR1
Especie	Humana
GeneID	2550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-460 de GABBR1 humano (NP_068703.1)
Origen	Co####
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q9UBS5
Peso molecular	108 kDa
Envío	Bolsa de hielo