


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Galectina 3/Lgals3 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17931

Número de artículo: CM0002544



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Galectina-3 humana (LGALS3, MAC2). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en inflamación, cáncer y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Galectina 3/LGALS3
Observaciones/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectina 3/LGALS3
Especie	Humano
GeneID	3958
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Galectina 3/LGALS3 humana (P17931).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17931
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo