

Galns Rabbit Pab Para Wb - P34059

Número de artículo: CM0023219



Introducción

GALNS Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal producido contra GALNS humana recombinante, validado para WB y ELISA. Detecta GALNS en muestras humanas, de ratón y de rata, adecuado para la investigación de enfermedades de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GALNS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2588
ID de gen	2588
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 27-307 de GALNS humana (NP_000503.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P34059
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo