

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Galt Para Wb, Elisa - P07902

Número de artículo: CM0002659



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo GALT de alta calidad validado para WB y ELISA. Dirigido a la galactosa-1-fosfato uridililtransferasa humana, esencial para el metabolismo de la galactosa. Ideal para aplicaciones de IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo GALT
Observaciones/Alias	GALT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2592
GeneID	2592
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GALT humano (P07902)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07902
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo