

Anticuerpo Policlonal De Conejo Gamt Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14353

Número de artículo: CM0030924



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo GAMT validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con GAMT de humano, ratón y rata. Se dirige a la guanidinoacetato N-metiltransferasa, clave para la síntesis de creatina. Adecuado para estudios de trastornos metabólicos y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GAMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIG2; CCDS2; TP53I2; HEL-S-20; GAMT
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2593
ID del gen	2593
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-236 de la GAMT humana (NP_000147.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14353
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo