

Anticuerpo Policlonal De Conejo Gas2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43903

Número de artículo: CM0015327

Introducción

El pAb de Conejo GAS2 detecta la proteína específica de detención del crecimiento 2 en WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada humana y de ratón. El inmunógeno recombinante produce una banda de 35kDa. Ideal para investigación del citoesqueleto y auditiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo GAS2 (pAb)
Observaciones/Alias	GAS-2; GAS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2620
GeneID	2620
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de GAS2 humano (NP_005247.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43903
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo