


Anticuerpo Policlonal De Conejo Gata1 Para Wb - P15976

Número de artículo: CM0014921



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de transcripción eritroide humano GATA1. Validado para Western blot y reacciona de forma cruzada con ratón. Herramienta esencial para la investigación en eritropoyesis y hemoglobinopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GATA1 Ac pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, GATA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2623
GeneID	2623
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 55-155 de GATA1 humano (NP_002040.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P15976
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo