

Gbf1 Rabbit Pab - Q92538

Número de artículo: CM0030798

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GBF1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta GBF1 humano y de ratón, un factor de intercambio de nucleótidos de guanina específico del aparato de Golgi y resistente a la brefeldina A, implicado en el tráfico de vesículas COPI y el ensamblaje del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GBF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8729
GeneID	8729
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-85 del GBF1 humano (NP_004184.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92538
Peso proteico	206kDa
Envío	Bolsa de hielo