


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Gbp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32455

Número de artículo: CM0003204



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo específico para GBP1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta GBP1 humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre inmunidad innata, autofagia y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GBP1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GBP1; proteína de unión a guanilato 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2633
GeneID	2633
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 493-592 del GBP1 humano (P32455).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32455
Peso Proteico	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo