


Anticuerpo Policlonal De Conejo Gbp1 Para Wb, Elisa - P32455

Número de artículo: CM0026679



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo GBP1 de CamelBio está diseñado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Se dirige a la proteína de unión a guanilato 1 humana, una GTPasa clave inducible por interferón involucrada en la inmunidad innata y la defensa contra patógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GBP1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2633
GenelD	2633
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 383-592 del GBP1 humano (NP_002044.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32455
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo