

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Gcet2 Para Wb Y Elisa - Q8N6F7

Número de artículo: CM0002810

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante que se dirige al GCET2 humano (HGAL, GCAT2). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para el estudio de la biología de las células B del centro germinal y el linfoma.

[Aprende más](#)

Parámetro Principal	Especificación
Nombre del Producto	GCET2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HGAL; GCAT2; GCET2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	257144
ID de Gen	257144
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-178 del GCET2 humano (Q8N6F7)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N6F7
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo