


Gcn2 Rabbit Mab - Q9P2K8

Número de artículo: CM0007361



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo GCN2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la quinasa eIF-2-alfa GCN2, un sensor de estrés metabólico que regula la traducción y la respuesta integrada al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GCN2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GCN2; PVOD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	440275
GeneID	440275
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del GCN2 humano (NP_001013725.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P2K8
Peso proteico	187kDa
Envío	Bolsa de hielo