


Anticuerpo Policlonal De Conejo Gemin7 Para Wb Y Elisa - Q9H840

Número de artículo: CM0015950



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a GEMIN7 (SIP3) humano, adecuado para Western blot y ELISA. Útil para investigar el ensamblaje de snRNP, el empalme de pre-mRNA y la función del complejo SMN. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GEMIN7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SIP3; GEMIN7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79760
GeneID	79760
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-131 de GEMIN7 humano (NP_078983.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H840
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo