

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ggt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19440

Número de artículo: CM0022879



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GGT1 humana (gamma-glutamyltransferasa 1), validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Para investigación sobre el metabolismo del glutatión y leucotrienos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra GGT1
Observaciones/Alias	GGT; GTG; GGTD; CD224; GGT 1; D22S672; D22S732; GGT1
Especie	Humana
ID de gen (humano)	2678
ID de gen	2678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 370-569 de la GGT1 humana (NP_038265.2?)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P19440
Peso de la proteína	61KDa/39KDa/24KDa
Envío	Bolsa de hielo