

## Anticuerpo Policlonal De Conejo GL7 - Q6Yw00

Número de artículo: CM0021215

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína GL7 de Oryza sativa (Q6YW00, ~104 kDa). Validado para WB y ELISA, con reactividad específica en arroz. Ideal para biología vegetal e investigación de cultivos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo GL7                                                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | GL7                                                                                                                                                          |
| Especie             | Oryza sativa                                                                                                                                                 |
| ID del Gen          | 4343837                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 444-570 de GL7 de Oryza sativa. (Q6YW00). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                     |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Oryza sativa                                                                                                                                                 |
| SWISS               | Q6YW00                                                                                                                                                       |
| Peso de la Proteína | 104kDa                                                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                               |