

Anticuerpo Policlonal De Conejo Glb1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16278

Número de artículo: CM0022211



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la beta-galactosidasa humana (GLB1), validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Útil para la investigación de enfermedades de almacenamiento lisosomal y elastogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GLB1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 329-677 de GLB1 humano (NP_000395.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P16278
Peso de la proteína	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo